




Bayley-III og Bayley-4:

Hva er forskjellene?



Administrering & skåring	
<p>Bayley-III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fleksibel administrering med serieoppgaver som er angitt i testprotokollen • To alternativ for skåring av oppgaver (1, 0) 	<p>Bayley-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fleksibel administrering med serieoppgaver og relaterte oppgaver ved hjelp av både anmerkninger i testprotokollen og digital administreringsstøtte • Omsorgspersonenes deltakelse og innspill betraktes som en viktig del av testingen med Bayley-4. Derfor finnes det oppgaver som inneholder strukturerte spørsmål til omsorgspersoner • Tre alternativ for skåring av oppgaver for å fange barnets ferdighetsnivå på en bedre måte (2, 1, 0)
Innhold	
<p>Bayley-III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tre skalaer: Kognitiv, Språklig og Motorisk 	<p>Bayley-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt tre skalaer: Kognitiv, Språklig og Motorisk
Normer og kliniske studier	
<p>Bayley-III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data innsamlet i USA i 2004 	<p>Bayley-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data innsamlet i USA i 2017–2019 • Nye reliabilitets- og validitetsstudier • Normene bygger på et utvalg med 1700 normalutviklede barn i alderen 1–42 måneder

Administreringstid	
<p>Bayley-III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tid: 30 til 90 minutter (avhengig av barnets alder) 	<p>Bayley-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tid: 35 til 70 minutter (avhengig av barnets alder)
Digital administrering	
<p>Bayley-III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen digital administrering 	<p>Bayley-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digital administreringsstøtte, skåring, og rapportgenerering på plattformen Q-global

De viktigste fordelene med Bayley-4 på Q-global:

• **Automatisk tilpasning**

- Startpunkter justeres automatisk basert på beregnet fødselsdato for premature barn.

• **Fleksibel**

- Q-global identifiserer relaterte oppgaver automatisk og forenkler på den måten administreringen.

• **Enkel**

- Når Q-global brukes under administreringen, beregner systemet testalderen og velger et riktig startpunkt automatisk, etter at barnets fødselsdato er registrert i systemet.
- Oppgaver i en serie skåres automatisk hvis ett av svarene oppfyller respektive skåringskriterier.



Q-global®

• **Korrekt**

- Beregning av resultater skjer automatisk og det er mulig å generere en rapport når administreringen er gjennomført.
- Q-global håndterer reverseringsregler og regler for å avbryte i de respektive deltestene automatisk.